

VM-30兽用 掌式兽用监护仪



舒适的握感
采用人体工程学设计



蓝牙连接



概述

VM-30 掌式兽用监护仪性能卓越，设计独具匠心。超大触摸屏、护眼省电的夜间模式、舒适握感以及即插即用模块优化您的监护体验。



如需了解更多信息，请联系我们: sales@szwitleaf.com

Witleaf

可选配置



> **VM-30A**
血氧
脉率
体温
主流CO2



> **VM-30D**
血氧
脉率



> **VM-30E**
血氧
脉率
主流CO2



> **VM-30F**
血氧
脉率
旁流CO2



> **VM-30H**
血氧
脉率
体温
旁流CO2

产品特点

- > 兽用版本LowPulseStr™ SpO2 算法在低灌注和运动时对SpO2的读数更可靠;
- > 兽用版本iFastBP® NIBP抗干扰能力更强;
- > 兽用版本wSmartHeart® 心电图技术;
- > 兽用版本wSmartGas® 技术各种动物应用可靠。
- > 多模式显示界面, 信息趋势记录
- > 声光双报警
- > 屏幕亮度可调
- > 四种显示器型号可供选择
- > 专用充电底座 (U盘升级功能)
- > 配备10500mAh锂电池
- > 长达 5 小时的电池续航时间

灵活易用:

- 动物监护
- 动物急救就诊
- 动物手术室

卓越的功能设计:

- 动物管理系统
- 灵活的数据传输与互联能力
- 多种监测参数可选, 呼吸末二氧化碳, 动脉氧饱和度, 脉率以及体温监测可选
- 便携式与床旁监测兼容式设计可以方便的应用于动物健康监测和生命体征监护



CapnoSET® 传感器

Tini Stream®5 传感器

抗跌落



技术规格

SPO2

- ◆ 测量范围：0~100%
- ◆ 测量精度：±2%（70%~100%）未定义（<69%）
- ◆ 分辨率：1%



PR

- ◆ 测量范围：25~350bpm
- ◆ 测量精度：±3bpm
- ◆ 分辨率：1bpm



EtCO2

- ◆ 测量范围：0~20vol%
- ◆ 测量精度：0~12 vol%：±(0.2vol%+读数的2%)
12.1~20vol%：±(0.2vol%+读数的6%)
- ◆ 分辨率：1mmHg



TEMP

- ◆ 测量范围：0~50°C
- ◆ 测量精度：±1°C
- ◆ 分辨率：0.1°C



AwRR

- ◆ 测量范围：0~150rpm
- ◆ 测量精度：±1rpm（0~70rpm）未定义（其他范围）
- ◆ 分辨率：1rpm

工作环境

工作湿度 15%~95%RH,非冷凝

工作温度 0°C~40°C

电源 AC100~240V(±10%) (50/60HZ) ±3HZ, 60VA


物理参数

外形尺寸	80x45x180mm
机器重量	<2kg(Without accessories)
报警音量	≥45dB

标准符合性

标准	YY 0784-2010
	YY 0601-2009
	YY 0785-2010

包装内容和选项

型号	名称	数量	配件
VM-30	VM-30 掌式兽用监护仪	1	
M401B	CapnoSET® 主流模块	1	
CapnoSET-A	一次性		
	大型动物气道适配器	1	
CapnoSET-RA	重复性		
CapnoSET-N	小型动物气道适配器	1	
M402C	旁流二氧化碳模块	1	
M402B	内置旁流二氧化碳模块	1	
/	手册	1	
/	内置锂电池	1	(包含)

* 数据仅供参考，一切以实际使用情况为准，本文件中包含的信息如有变更，恕不另行通知。

深圳市惟拓力医疗电子有限公司

地址：深圳市光明区玉塘街道光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1201
 电话：+86 0755-21384132
 邮箱：sales@szwitleaf.com
 官网：www.szwitleaf.com

Witleaf

