

WIT-S300

掌式脉搏血氧仪

- 便携 精准 小巧 舒适 -



3.2英寸
高清显示屏



72H
趋势记录



声光
双重报警

概述

WIT-S300C手持式血氧仪适用于家庭测量血氧、脉率、血流灌注指数，适用于包括但不限于医院手术室、ICU、门诊科室、诊所、病房、急诊和康复病房。它们还可以用于医疗机构、家中或运送病人时。

该设备轻便便携，旨在为第一批受访者、临床医生和护理人员提供在任何医疗保健环境中快速、可靠和准确的测量。带有一个指夹式探头，可以舒适地贴在手指上，精细的传感器有助于记录准确的结果。



可触摸显示屏



硅胶套




支架



底座

适用人群



婴儿



氧疗人群



临床科室



连续血氧监测者

产品特点

- 高清显示屏，触摸屏。
- 声光双报警。
- 支持屏幕亮度调节。
- 数据存储和回访功能。
- 蓝牙连接数据传输APP。
- PC 连接和数据管理。
- 底座和支架可选
- 成人、儿童、新生儿，3种模式可选
- 探头故障检测功能。
- 时间和日期可以调整。
- 使用 3 节 AA 电池/锂电池，续航时间长达 10 小时



- 脉冲条形图
- 点测/监护模式
- 通过 USB 端口访问数据
- 体积描记图
- 记录患者姓名
- 探头故障和存在检测
- 多语言
- 患者类型选择
- 可调音量和背光
- 存储/查看患者 SPO2 和 PR 趋势
- Nellcor 兼容 SPO2 传感器

产品配置选择

标准参数

SpO2

PR

PI

RR

可选参数

TEMP

HR

蓝牙

SPO2 配件

名称	适用范围	图片
成人指夹探头	>30kg	
儿童指夹探头	10-50Kg	
新生儿包裹式探头	<3Kg	
成人软指套探头	>30Kg	
儿童软指套探头	10-50Kg	
新生儿软指套探头	3-20Kg	

技术规格

SPO2	PI
测量范围: 0~100%	测量范围:0~20%
测量精度: $\pm 2\%$ (70%~100%)未定义 (< 70%)	测量精度: Underfined
分辨率: 1%	分辨率: 0.001%
PR	RR
测量范围: 25~250bpm	测量范围: 0~70bpm
测量精度: $\pm 3\text{bpm}$	测量精度: $\pm 2\text{bpm}$
分辨率: 1bpm	分辨率: 1rpm

TEMP

测量范围 0-50°C

测量范围 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

分辨率 0.1°C

标准符合性

标准 IEC 80601-2-61:2011
IEC/EN 60601-1

外观显示

尺寸和类型: 3.2 英寸触摸屏 TFT

语言: 英语、法语、德语、波兰语、西班牙语、俄语、繁体中文、葡萄牙语

按键: 6颗软硅胶按键

包装内容和选项

包括: 触摸设备、成人 SpO2 指夹传感器、可充电锂电池、USB 电缆。

可选: USB 5V 电源适配器、蓝牙连接、额外的 SPO2 传感器、硅胶套、底座、温度和心电图功能。

接口和电源

用于 Nellcor 兼容 SPO2 传感器的 DB9 连接器。

用于 5V 电源充电和数据导出的 USB 端口

内置可更换锂电池, 可连续运行长达 12 小时。

* 数据仅供参考, 一切以实际使用情况为准, 本文件中包含的信息如有变更, 恕不另行通知。

深圳市惟拓力医疗电子有限公司

地址: 深圳市光明区玉塘街道光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1201

电话: +86 0755-21384132

邮箱: sales@szwitleaf.com

官网: www.szwitleaf.com



Witleaf

