

XH-60D 台式生命体征监护仪

- 高度集成 贴近临床 安全易用 性能卓越 -

Prime
Innovation
for Medical
Application



SPO₂

血氧饱和度

PR

脉率

PI

灌注指数

PIV

变异灌注指数

多场景应用:



手术室



ICU



院外急诊



院内转运

产品特点

- > **人性化的机器设计**：采用5英寸TFT显示屏，显示面板15°倾斜，便于医生查看。配备内置可充电锂电池，满足出诊和急救车使用。
- > **强大的机器性能**：72小时数据存储，不间断记录趋势数据，具有声光双重报警功能，报警参数可上下限调节。
- > **丰富的机器配置**：RS232 串口数据传输功能，支持网络传输可接中央工作站。USB数据接口，支持U盘系统升级。



技术规格

SPO₂

- > 测量范围：.....0~100%
- > 测量精度：.....±2% (70%~100%)
未定义 (<70%)
- > 分辨率：.....1%

工作环境

- > 工作温度：.....0°C~40°C
- > 工作湿度：.....15%~95%RH, 非冷凝
- > 电源：.....AC100~240V(±10%)
(50Hz/60Hz)±3Hz,60VA

PR

- > 测量范围：.....25~250bpm
- > 测量精度：.....±3bpm
- > 分辨率：.....1bpm

物理参数

- > 外形尺寸：.....255*140*95mm
- > 机器重量：.....<2kg(不含附件)

标准符合性

- > 标准：.....ISO 81060-1: R 2013
ISO 80601-2-61: 2017
ISO 80601-2-61: 2017

* 数据仅供参考，一切以实际使用情况为准，本文件中包含的信息如有变更，恕不另行通知。

深圳市惟拓力医疗电子有限公司

地址：深圳市光明区玉塘街道光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1201
电话：+86 0755-21384132
邮箱：sales@szwitleaf.com
官网：www.szwitleaf.com

